



Dynasplint Systems®, Inc. Regionale kantoren:
770 Ritchie Highway Canada 1-800-668-9139
River Reach W21 La Jolla 1-800-262-8828
Severna Park, **Nederland:**
Maryland MD 21146-3937 31-(0)455230418
Bezoek onze website: www.dynasplint.nl

Instructies voor de patiënt - Knie Extensie

Belangrijk: lees deze instructies zorgvuldig door, voordat u het Dynasplint® systeem gaat gebruiken. Het Dynasplint® systeem moet comfortabel zitten en goed passen. Wanneer u pijn, verstijving, zwellingen of huidirritatie voelt, moet u het Dynasplint® systeem meteen afdoen en niet meer aandoen. Als na het dragen van het Dynasplint® systeem een van deze symptomen zich voordoen of als de gewrichtsstijfheid, vergeleken met de voor u normale stijfheid, langer dan een uur aanhoudt, moet u het Dynasplint® systeem niet meer aandoen, tenzij men u anders heeft voorgeschreven. Raadpleeg meteen uw Dynamic Splint Consultant, arts of therapeut.

Ga indien mogelijk zitten op de rand van een harde stoel of het bed om het Dynasplint® systeem aan te doen.

1. Zittend de beide bovenmanchetten en banden (front-of-thigh, shin en de beide over-the knee banden) openen.
2. Leg uw been in de beide achtermanchetten (back-of-thigh en calf) van het Dynasplint® systeem. De dikkere buis (die met het venster en de schaalverdeling) moet aan het onderbeen zitten (zie fig.1).
3. De scharnieren van het Dynasplint® systeem moeten precies aan de zijkant van het kniegewricht zitten (zie fig.2). Bevestig het Dynasplint® systeem aan het been, door beide over-de-knie banden aan de tegenovergestelde zijde vast te maken; maak de banden nog niet te strak vast.
4. Bevestig het Dynasplint® systeem aan het been, door de bovenste bovenbeenmanchet (front-of-thigh) door de beugel aan de tegenoverliggende zijde te trekken. Trek de manchet strak en sluit klittenband.
5. Ga op dezelfde manier te werk voor de bovenste manchet van het onderbeen (shin).
6. Zorg ervoor dat de scharnieren zich nog steeds aan beide zijden van het kniegewricht bevinden en corrigeer dit, indien nodig, door het Dynasplint® systeem met beide handen naar de juiste positie op te trekken en vervolgens met één hand de over-de-knie band zo strak mogelijk te trekken. Herhaal dit ook voor de andere band.
7. Controleer de manchetten op nauwsluitendheid. Qua speelruimte, moet u een vinger tussen de manchet en het been kunnen schuiven.
8. Controleer of het Dynasplint® systeem goed zit (zie fig. 1 en 2). De buizen moeten langs de middellijnen van het been lopen

en de scharnieren moeten zich steeds precies aan de zijkant van het kniegewricht bevinden.

9. Verander niets aan de achtermanchetten. Laat deze dicht.
10. Gedurende het dragen van het Dynasplint® systeem mag het been niet naar beneden hangen. Ga rustig en ontspannen op uw zij liggen met een kussen tussen de benen, of leg uw been met het Dynasplint® systeem omhoog, ondersteund met een kussen.

Volg de instructies die uw Dynamic Splint Consultant, arts of therapeut u geeft met betrekking tot de draagtijden.

Schrijf uw commentaar dagelijks op het evaluatieformulier en bespreek uw commentaar met uw Dynamic Splint Consultant, arts of therapeut.

© 1994 Dynasplint Systems® Inc.



Producten van Dynasplint Systems worden beschermd door een of meerdere van de volgende octrooien in de Verenigde Staten en andere landen: U.S. Patent Number 4.397.308, 4.485.808, 4.508.111, 4.538.600, 4.657.000, 4.944.290, 4.947.835, 5.014.690, 5.070.868

Het product waarop het bijgesloten document betrekking heeft, is uitsluitend bedoeld voor het specifieke doel dat in de bijgeleverde instructies wordt beschreven. Enig ander gebruik van dit product dan voor het beoogde doel op enig ander lichaamsdeel of op enige andere manier dan wordt voorgeschreven door het protocol dat is vastgesteld door Dynasplint Systems, Inc., vormt een gebruik van het product waarvoor het bedrijf, zijn divisies noch zijn werknemers aansprakelijk kan worden gesteld. Enige aansprakelijkheid op grond van impliciete garanties inzake geschiktheid voor enig ander doel wordt uitdrukkelijk afgewezen.