



**Dynasplint Systems®**, Inc. **Regionale kantoren:**  
770 Ritchie Highway Canada 1-800-668-9139  
River Reach W21 La Jolla 1-800-262-8828  
Severna Park, **Nederland:**  
Maryland MD 21146-3937 31-(0)455230418  
Bezoek onze website: [www.dynasplint.nl](http://www.dynasplint.nl)

## Instructies voor de patiënt - Enkel Dorsaal-Flexie

**Belangrijk:** lees deze instructies zorgvuldig door, voordat u het Dynasplint® systeem gaat gebruiken. Het Dynasplint® systeem moet comfortabel zitten en goed passen. Wanneer u pijn, verstijving, zwellingen of huidirritatie voelt, moet u het Dynasplint® systeem meteen afdoen en niet meer aandoen. Als na het dragen van het Dynasplint® systeem een van deze symptomen zich voordoen of als de gewrichtsstijfheid, vergeleken met de voor u normale stijfheid, langer dan een uur aanhoudt, moet u het Dynasplint® systeem niet meer aandoen, tenzij men u anders heeft voorgeschreven. Raadpleeg meteen uw Dynamic Splint Consultant, arts of therapeut.

Ga indien mogelijk zitten op de rand van een harde stoel of het bed om het Dynasplint® systeem aan te doen.

1. Zittend de achterband en achtermanchet van de kuit (back-strap en calf) openen.
2. Glijd uw voet onder de vlinderband, zodat de bal van de voet zich centraal op de voetplaat bevindt (zie fig.1).
3. Maak de achterband en de achtermanchet van de kuit (calf) dicht.
4. Controleer of het Dynasplint® systeem goed zit (zie fig.2). De buizen moeten aan beide zijden langs de middellijn van het been lopen en de scharnieren moeten zich steeds precies aan de zijken van het enkelgewricht bevinden.
5. Controleer de manchetten op nauwsluitendheid. Qua speelruimte, moet u een vinger tussen het been en de manchet en vlinderband kunnen schuiven.
6. Verander niets aan de voorzijdemanchet en -band. Laat deze dicht.
7. Gedurende het dragen van het Dynasplint® systeem mag het been niet naar beneden hangen. Het is belangrijk dat je tijdens het dragen van het Dynasplint® systeem niet actief bezig bent, maar rustig en ontspannen. Leg tijdens het zitten het been hoog, met ondersteuning van een kussen onder de kuit; of ga op bed liggen met een kussen onder de kuit.

Volg de instructies die uw Dynamic Splint Consultant, arts of therapeut u geeft met betrekking tot de draagtijden.

Schrijf uw commentaar dagelijks op het evaluatieformulier en bespreek uw commentaar met uw Dynamic Splint Consultant, arts of therapeut.

© 1995 Dynasplint Systems® Inc.



*Producten van Dynasplint Systems worden beschermd door een of meerdere van de volgende octrooien in de Verenigde Staten en andere landen: U.S. Patent Number 4.397.308, 4.485.808, 4.508.111, 4.538.600, 4.657.000, 4.944.290, 4.947.835, 5.014.690, 5.070.868, 5.558.624*

*Het product waarop het bijgesloten document betrekking heeft, is uitsluitend bedoeld voor het specifieke doel dat in de bijgeleverde instructies wordt beschreven. Enig ander gebruik van dit product dan voor het beoogde doel op enig ander lichaamsdeel of op enige andere manier dan wordt voorgeschreven door het protocol dat is vastgesteld door Dynasplint Systems, Inc., vormt een gebruik van het product waarvoor het bedrijf, zijn divisies noch zijn werknemers aansprakelijk kan worden gesteld. Enige aansprakelijkheid op grond van impliciete garanties inzake geschiktheid voor enig ander doel wordt uitdrukkelijk afgewezen.*